

Laboratoriediskmaskiner Tiva 500 Lab samt Tiva 500 C Lab inkl. tork.

Tiva 500 är en frontmatad diskmaskinkän förses med torkaggregat samt har inbyggd säkerhet mot användarfel.

Säkerhet/innovation

När disken är lastad och luckan stängd är du garanterat säker på att dysorna invändig förses med vatten. Tuttnauer har med detta tagit bort de användarfel som kan uppstå vid byte av vagnar eller mellanpåföljande processer.

I denna nya maskin tas vattnet in i bakkant på injektorvagnarna för att ytterligare öka kapaciteten i diskmaskinen

Maskinen kan förses med en glasruta i fronten, medger att ni kan överblicka processen och se hur dysor och spolarmar fungerar

Miljö/bekvämlighet

Tiva 500LAB har välanpassade stativ att välja på varför den nedre arbetshöjden går att få i navelhöjd för en person runt 175 cm. Maskinen har två stycken inbyggda doseringspumpar för flytande kem, varför överdosering av kem undviks och manuellt arbete utgår

Det finns ett brett urval av tillbehör såsom Injektorvagnar, korgar och insatser att tillgå.

Alla tillval är väl avpassade för en enkel och effektiv hantering

Data.

Antal Program 20 st., digital display, (enkel att rengöra)

Innermått b*d*h (540*500*540)

Yttermått b*d*h (600*630*840)

EI 400V/3fas/50Hz, 5600W

Ljudnivå 52 dBA

Vikt 88 kg

Övriga fakta, se bilagt prospekt